

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Creb1 Pour Wb, Ip, Elisa - P16220

Numéro d'article: CM0016579



Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité produit chez le lapin contre CREB1 humain, validé en WB, IP et ELISA. Utile pour l'étude de la régulation transcriptionnelle, des rythmes circadiens et de la différenciation cellulaire. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CREB1 pAb de lapin
Remarques/Alias	CREB ; CREB-1 ; CREB1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1385
GeneID	1385
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 de CREB1 humain (NP_604391.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P16220
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace