

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Creb3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 043889

Numéro d'article: CM0026118

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CREB3 humain (LZIP/LUMAN), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte le CREB3 humain, souris et rat. Cible le facteur de transcription du stress du RE impliqué dans la RU, l'immunité et la pathogenèse virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CREB3 Lapin pAb
Remarques / Alias	LZIP; LUMAN; sLZIP; CREB3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10488
GeneID	10488
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-230 du CREB3 humain (NP_006359.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	043889
Poids de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace