

Anticorps Monoclonal Anti-Creb3L2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q70Sy1

Numéro d'article: CM0005660

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre CREB3L2 humain (BBF2H7). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte CREB3L2 humain, murin et de rat (57 kDa). Adapté à la recherche sur le stress du RE et la chondrogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CREB3L2 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	BBF2H7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64764
GeneID	64764
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-247 de CREB3L2 humain (NP_001240704.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q70SY1
Poids moléculaire de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace