

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Creb3L2 Pour Wb, Elisa - Q70Sy1

Numéro d'article: CM0018293

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CREB3L2 validé pour WB et ELISA. Détecte le CREB3L2 humain et de souris, un facteur de transcription de 57 kDa sensible au stress du réticulum endoplasmique impliqué dans la chondrogenèse et la réponse UPR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CREB3L2 pAb de lapin
Remarques / Alias	BBF2H7; CREB3L2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	64764
ID du gène	64764
Immunogène	Protéine recombinante - Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-247 du CREB3L2 humain (NP_001240704.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q70SY1
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace