

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Creb5 Pour Wb Et Elisa - Q02930

Numéro d'article: CM0013535

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CREB5 validé pour WB et ELISA, adapté aux échantillons humains et de rat. Cible le facteur de transcription CREB5, qui se lie à l'élément de réponse à l'AMPc pour réguler l'expression des gènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CREB5 Lapin pAb
Remarques/Alias	CREB-5; CREBPA; CRE-BPA; CREB5
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9586
GeneID	9586
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 210-380 de CREB5 humain (NP_878902.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q02930
Poids moléculaire	57kDa
Expédition	Sac de glace