

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Crebzf Pour Wb Et Elisa - Q9Ns37

Numéro d'article: CM0028318

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CREBZF validé pour le Western blotting et l'ELISA. Détecte le facteur de transcription bZIP CREB/ATF chez l'humain, la souris et le rat, impliqué dans la régulation transcriptionnelle et la suppression du HSV. Idéal pour les études d'expression génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CREBZF
Remarques/Alias	ZF ; SMILE ; CREBZF
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	58487
GeneID	58487
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NS37
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace