

Anticorps Polyclonal Anti-Creld1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Hd1

Numéro d'article: CM0012892

Introduction

Anticorps polyclonal anti-CRELD1 de haute qualité validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec la CRELD1 humaine, murine et de rat (45 kDa), une protéine disulfure isomérase impliquée dans la localisation des récepteurs AChR. Idéal pour la recherche en DVI.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CRELD1 pAb de lapin
Remarques/Alias	AVSD2; CIRRIIN; CRELD1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	78987
ID du gène	78987
Immunogène	Peptide synthétique (un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de la CRELD1 humaine (NP_056328.2))
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96HD1
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac isotherme