

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Crhbp Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P24387

Numéro d'article: CM0025299

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CRHBP humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour l'étude de la signalisation CRH/urocortine et de la régulation de l'axe HPA.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | CRHBP Rabbit pAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias    | CRFBP; CRF-BP; CRHBP                                                                                                         |
| Espèce             | Humain                                                                                                                       |
| GenelD (Humain)    | 1393                                                                                                                         |
| GenelD             | 1393                                                                                                                         |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-322 du CRHBP humain (NP_001873.2). |
| Source             | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                        |
| Application        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                     |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                          |
| SWISS              | P24387                                                                                                                       |
| Poids protéique    | 36kDa                                                                                                                        |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                 |