


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Crhr1 Pour Wb Et Elisa - P34998

Numéro d'article: CM0028734



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CRHR1 validé pour WB et ELISA. Détecte le CRHR1 humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la réponse au stress, la signalisation neuroendocrinienne et les RCPG. Uniprot : P34998.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CRHR1
Remarques / Alias	CRF1; CRHR; CRF-R; CRFR1; CRF-R1; CRFR-1; CRH-R1; CRHR1L; CRF-R-1; CRH-R-1; CRHR1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1394
GeneID	1394
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-120 du CRHR1 humain (NP_001138618.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P34998
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace