

Anticorps Polyclonal Anti-Crip1 Pour Wb Et Elisa - P50238

Numéro d'article: CM0030453

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la CRIP1 humaine (protéine riche en cystéine 1), validé pour Western blot et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Immunogène recombinant de pleine longueur. Pour la recherche sur le transport du zinc.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CRIP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CRHP; CRIP; CRP1; CRP-1; CRIP1
Espèce	Humaine
GeneID	1396
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 77 de la CRIP1 humaine (NP_001302.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50238
Poids de la protéine	9 kDa
Expédition	Sac de glace