


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Crip2 Pour Wb, Elisa - P52943

Numéro d'article: CM0025469



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CRIP2 (ESP1) humaine, validé pour Western blot et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la fonction de la protéine riche en cystéine 2 dans le cœur et d'autres tissus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CRIP2
Remarques / Alias	CRIP; CRP2; ESP1; CRIP2
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	1397
GeneID	1397
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-208 de la CRIP2 humaine (NP_001303.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52943
Poids protéique	22 kDa
Expédition	Sac de glace