


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Crisp2 Pour Wb, Elisa - P16562

Numéro d'article: CM0027535



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la CRISP2 humaine (CT36/TPX1). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la capacitation spermique et la biologie de la reproduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CRISP2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CT36; TPX1; TSP1; GAPDL5; CRISP-2; CRISP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7180
GeneID	7180
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-243 de la CRISP2 humaine (NP_003287.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P16562
Poids protéique	27kDa
Livraison	Sac de glace