


Anticorps Polyclonal Anti-Crk/Crkii Pour Wb, Elisa - P46108

Numéro d'article: CM0024625



Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin anti-CRK/CRKII pour les applications de Western blot et ELISA. Il détecte le CRK humain et murin, adapté pour étudier la signalisation de l'adhésion cellulaire, de la migration et de la phagocytose. SWISS : P46108.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CRK/CRKII Lapin pAb
Remarques/Alias	p38 ; CRKII ; CRK/CRKII
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1398
Identifiant du gène	1398
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-304 du CRK/CRKII humain (NP_058431.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P46108
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace