


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Crk/Crkii Pour Wb, Elisa - P46108

Numéro d'article: CM0009921



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant CRK/CRKII (p38) humain pour WB et ELISA. Validé sur des échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur l'adhésion cellulaire, la migration et la phagocytose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CRK/CRKII mAb de lapin
Remarques / Alias	p38; CRKII; CRK/CRKII
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1398
GeneID	1398
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de CRK/CRKII humain (P46108).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P46108
Poids de la protéine	34kDa
Expédition	Sachet de glace