

Anticorps Polyclonal Anti-Crkl Pour Wb, Elisa - P46109

Numéro d'article: CM0014892



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine CRKL, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec la CRKL humaine et murine. Convient à la recherche sur la transduction du signal et au développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	CRKL Rabbit pAb
Remarques/Alias	CRKL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1399
GeneID	1399
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P46109
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace