

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Crkl Pour Wb, Elisa - P46109

Numéro d'article: CM0017464



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CRKL validé pour WB et ELISA. Détecte la protéine de type Crk (34 kDa) dans des échantillons humains, murins et de rat. Convient pour la recherche en transduction du signal.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | pAb de lapin anti-CRKL                                                                                                    |
| Remarques/Alias                  | CRKL                                                                                                                      |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                    |
| GeneID (Humain)                  | 1399                                                                                                                      |
| GeneID                           | 1399                                                                                                                      |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-303 du CRKL humain (NP_005198.1) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                     |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                     |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                       |
| SWISS                            | P46109                                                                                                                    |
| Poids moléculaire de la protéine | 34 kDa                                                                                                                    |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                              |