

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Crlf2 Pour Wb, Elisa - Q9Hc73

Numéro d'article: CM0015014



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CRLF2 (récepteur TSLP), validé pour WB et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Convient aux études sur le système hématopoïétique et la signalisation cytokinique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CRLF2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CRL2; TSLPR; CRLF2Y; CRLF2
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	64109
Identifiant de gène	64109
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23 à 231 de la CRLF2 humaine (NP_071431.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HC73
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace