

## Anticorps Polyclonal Anti-Crls1 Pour Wb, Elisa - Q9Uja2

Numéro d'article: CM0015019

### Introduction

CRLS1 Rabbit pAb validé pour WB et ELISA contre la cardiolipine synthase humaine, une enzyme de la membrane interne mitochondriale cruciale pour la synthèse de la cardiolipine. Immunogène recombinant, idéal pour la recherche mitochondriale.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | CRLS1 Lapin pAb                                                                                                            |
| Remarques/Alias     | CLS; CLS1; GCD10; COSPD57; C20orf155; dj967N21.6; CRLS1                                                                    |
| Espèce              | Humain                                                                                                                     |
| ID du gène (Humain) | 54675                                                                                                                      |
| ID du gène          | 54675                                                                                                                      |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-110 du CRLS1 humain (NP_061968.1) |
| Source              | Lapin                                                                                                                      |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                      |
| Application         | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Réactivité croisée  | Humain                                                                                                                     |
| SWISS               | Q9UJA2                                                                                                                     |
| Poids protéique     | 33kDa                                                                                                                      |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                               |