

Anticorps Monoclonal Anti-Crm1/Xpo1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O14980

Numéro d'article: CM0003339



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le CRM1/XPO1 humain (Exportine-1). Convient pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'export nucléaire et des interactions hôte-virus. Matériau premier de diagnostic in vitro (IVD) de haute qualité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CRM1/XPO1 Lapin mAb
Remarques/Alias	emb; CRM1; exp1; CRM-1; Exportine 1; CRM1/XPO1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7514
ID de gène	7514
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 972-1071 du CRM1/XPO1 humain (O14980).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14980
Poids moléculaire	123kDa
Expédition	Sac de glace