

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Crm1/Xpo1 Pour Wb Et Elisa - O14980

Numéro d'article: CM0016232



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'Exportine-1 humaine (CRM1/XPO1), validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée souris. Convient pour la recherche sur l'export nucléaire et les interactions hôte-virus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CRM1/XPO1 Lapin pAb
Remarques/Alias	emb; CRM1; exp1; CRM-1; CRM1/XPO1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7514
ID de gène	7514
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O14980
Poids de la protéine	123kDa
Expédition	Sac de glace