


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Crmp1 Pour Wb Et Elisa - Q14194

Numéro d'article: CM0004780



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la CRMP1 humaine (DRP1, CRMP-1), validé pour WB et ELISA. Réaction croisée avec le rat ; poids moléculaire prédit ~62 kDa. Idéal pour la recherche sur le guidage axonal et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CRMP1 mAb de lapin
Remarques / Alias	DRP1 ; DRP-1 ; CRMP-1 ; DPYSL1 ; ULIP-3 ; CRMP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1400
GeneID	1400
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 450-550 de la CRMP1 humaine (Q14194).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q14194
Poids de la protéine	62 kDa
Expédition	Sac de glace