


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Crmp1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q14194

Numéro d'article: CM0019045



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CRMP1 validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible la protéine 1 liée à la dihydropyrimidinase de 62 kDa, impliquée dans le guidage axonal et le remodelage du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CRMP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DRP1, DRP-1, CRMP-1, DPYSL1, ULIP-3, CRMP1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1400
Identifiant du gène	1400
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 460-540 de la CRMP1 humaine (NP_001304.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14194
Poids de la protéine	62 kDa
Expédition	Sac de glace