


Anticorps Monoclonal Anti-Crmp2/Dpysl2 Pour Wb, If-P, Elisa - Q16555

Numéro d'article: CM0012200



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre CRMP2/DPYSL2 humain (UniProt Q16555). Validé pour WB, IF-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Utile pour les études sur le développement neuronal, le guidage axonal et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] CRMP2/DPYSL2 mAb de lapin
Remarques / Alias	DRP2; N2A3; CRMP2; DRP-2; ULIP2; CRMP-2; DHPRP2; ULIP-2; L2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1808
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 473 et 572 de CRMP2/DPYSL2 humain (Q16555)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16555
Poids de la protéine	62 kDa
Expédition	Sac de glace