


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Crmp2/Dpysl2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q16555

Numéro d'article: CM0018289



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CRMP2/DPYSL2, validé pour WB, IHC-P et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Adapté à l'étude du développement neuronal, du guidage axonal et de la fonction de CRMP2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] CRMP2/DPYSL2 pAb de lapin
Remarques / Alias	DRP2; N2A3; CRMP2; DRP-2; ULIP2; CRMP-2; DHPRP2; ULIP-2; L2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1808
ID du gène	1808
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 400 et 500 de la protéine CRMP2/DPYSL2 humaine (NP_001377.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16555
Poids de la protéine	62 kDa
Expédition	Sac de glace