


Anticorps Monoclonal Anti-Crmp3/Dpysl4 Pour Wb, Elisa - O14531

Numéro d'article: CM0003414



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-CRMP3/DPYSL4 validé pour Western blot et ELISA. Reconnaît les espèces humaine et rat. Idéal pour l'étude du guidage axonal, de l'effondrement du cône de croissance neuronal et de la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CRMP3/DPYSL4 mAb de lapin
Remarques/Alias	CRMP3; DRP-4; ULIP4; CRMP3/DPYSL4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10570
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la protéine CRMP3/DPYSL4 humaine (O14531)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	O14531
Poids de la protéine	62kDa
Expédition	Sachet de glace