


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Crmp5/Dpysl5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bpu6

Numéro d'article: CM0010991



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant CRMP5/DPYSL5 (protéine 5 liée à la dihydropyrimidinase), validé pour WB, IHC-P et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études en neuroscience sur la régulation de la croissance des dendrites.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CRMP5/DPYSL5 mAb de lapin
Remarques / Alias	CV2; CRAM; CRMP5; RTSC4; Ulip6; CRMP-5; CRMP5/DPYSL5
Espèce	Humain
GenelD (humain)	56896
GenelD	56896
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 465-564 de la protéine CRMP5/DPYSL5 humaine (Q9BPU6).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BPU6
Poids de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace