

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Crnn (Wb, Elisa) - Q9Ubg3

Numéro d'article: CM0030065

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CRNN validé pour Western blot et ELISA ; réagit avec la cornuline humaine et murine. Idéal pour l'étude de la prolifération cellulaire et de la biologie de l'épithélium pavimenteux. - Q9UBG3

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CRNN pAb de lapin
Remarques / Alias	DRC1 ; PDRC1 ; SEP53 ; C1orf10 ; CRNN
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	49860
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 396-495 de la CRNN humaine (NP_057274.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UBG3
Poids protéique	54 kDa
Expédition	Sachet de glace