

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Crot Pour Wb, Ip, Elisa - Q9Ukg9

Numéro d'article: CM0027774

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CROT validé pour WB, IP, ELISA chez l'Humain, la Souris, le Rat. Reconnaît la carnitine O-octanoyltransferase peroxysomale (70 kDa), une enzyme clé dans la bêta-oxydation des acides gras.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin CROT
Remarques/Alias	COT ; CROT
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	54677
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-87 du CROT humain (NP_001230674.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UKG9
Poids moléculaire de la protéine	70 kDa
Expédition	Sac de glace