


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Crtc1 Pour Wb Et Elisa - Q6Uuv9

Numéro d'article: CM0014375



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CRTC1 validé pour WB et ELISA. Détecte le CRTC1 humain et présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les recherches sur la signalisation CREB, la potentialisation à long terme tardive (L-LTP) et l'horloge circadienne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CRTC1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MAML2 ; MECT1 ; Mam-2 ; TORC1 ; TORC-1 ; WAMTP1 ; CRTC1
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	23373
ID du gène	23373
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 200 du CRTC1 humain (NP_056136.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q6UUV9
Poids moléculaire	67 kDa
Expédition	Sac de glace