

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Crtc2 Pour Wb, Elisa - Q53Et0

Numéro d'article: CM0014401



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine CRTC2 (TORC2) humaine, validé pour Western blot et ELISA. Détecte une bande de 73 kDa ; adapté à la recherche sur la signalisation CREB, la gluconéogenèse et la régulation métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CRTC2 Rabbit pAb
Remarques / alias	TORC2 ; TORC-2 ; CRTC2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	200186
GenelD	200186
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 16 à 126 de la CRTC2 humaine (NP_859066.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q53ET0
Poids de la protéine	73 kDa
Expédition	Sac de glace