

Anticorps Polyclonal Anti-Cry1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q16526

Numéro d'article: CM0013192

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CRY1 humain (Cryptochrome-1), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le rythme circadien. 66kDa, expédié sur glace.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CRY1 Lapin pAb
Remarques/Alias	DSPD; PHLL1; CRY1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1407
GenelD	1407
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 496-586 du CRY1 humain (NP_004066.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16526
Poids Protéique	66kDa
Expédition	Sac de glace