

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cry2 Pour Wb, Elisa - Q49An0

Numéro d'article: CM0029115

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine humaine CRY2, un répresseur clé de l'horloge circadienne. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les rythmes circadiens et le métabolisme. Bande attendue à 67 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CRY2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HCRY2, PHLL2, CRY2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1408
GeneID	1408
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-300 de la CRY2 humaine (NP_066940.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q49AN0
Poids de la protéine	67kDa
Expédition	Sac de glace