

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cry2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q49An0

Numéro d'article: CM0015185

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine CRY2 (67 kDa), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît la CRY2 humaine et de rat. Adapté à la recherche sur l'horloge circadienne, la régulation de la transcription et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-CRY2
Remarques/Alias	HCRY2; PHLL2; CRY2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1408
ID de gène	1408
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 455-614 de la CRY2 humaine (NP_066940.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q49AN0
Poids de la protéine	67 kDa
Expédition	Sac de glace