


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cryaa Pour Wb, If-P, Elisa - P02489

Numéro d'article: CM0010680



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine CRYAA (chaîne alpha-cristalline A / HspB4). Validé pour WB, IF-P et ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la biologie du cristallin et la fonction de chaperon.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CRYAA
Remarques/Alias	CRYA1 ; HSPB4 ; CTRCT9
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1409
GenelD	1409
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 6-95 de la CRYAA humaine (P02489)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P02489
Poids de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace