


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cryaa Pour Wb, If-P, Elisa - P02489

Numéro d'article: CM0028545



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la chaîne A de l'alpha-cristalline (CRYAA ; HSPB4), validé pour le WB, l'IF-P et l'ELISA chez l'humain, la souris, le rat et le poisson-zèbre. Adapté à la recherche sur la biologie du cristallin et la fonction chaperonne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CRYAA
Remarques/Alias	CRYA1 ; HSPB4 ; CTRCT9 ; CRYAA
Espèce	Humain
ID du gène	1409 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-173 de la CRYAA humaine (NP_000385.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Poisson-zèbre
SWISS	P02489
Poids de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace