


Anticorps Polyclonal Anti-Cryab Pour Wb Et Elisa - P02511

Numéro d'article: CM0018068



Introduction

Anticorps polyclonal anti-CRYAB (lapin) validé pour la WB et l'ELISA, réagissant avec le CRYAB humain, murin et rat. Idéal pour la recherche sur la biologie des cristallines et les réponses au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CRYAB pAb de lapin
Remarques/Alias	MFM2 ; CRYA2 ; CTPP2 ; HSPB5 ; CMD1II ; CTRCT16 ; HEL-S-101 ; CRYAB
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1410
GeneID	1410
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 175 du CRYAB humain (NP_001876.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P02511
Poids de la protéine	20 kDa
Expédition	Pack de glace