


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cryab Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02511

Numéro d'article: CM0004790



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CRYAB humain (chaîne B de l'alpha-cristalline), validé pour IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. Idéal pour l'étude de l'activité de chaperon et de la biologie du cristallin dans la recherche et le développement de DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CRYAB Lapin mAb
Remarques/Alias	MFM2, CRYA2, CTPP2, HSPB5, CMD1II, CTRCT16, HEL-S-101, CRYAB
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1410
GeneID	1410
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 76-175 du CRYAB humain (P02511).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P02511
Poids moléculaire	20kDa
Expédition	Sac de glace