

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Crybb1 Pour Wb, Elisa - P53674

Numéro d'article: CM0025149



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CRYBB1 humain (bêta-cristalline B1), validé pour WB et ELISA. Convient pour les études des protéines du cristallin et l'analyse des variants de la cataracte. Réagit de manière croisée avec la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CRYBB1 pAb de lapin
Remarques/Alias	CATCN3 ; CTRCT17 ; CRYBB1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1414
Identifiant du gène	1414
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-252 du CRYBB1 humain (NP_001878.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P53674
Poids moléculaire de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace