


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Crybb2 Pour Wb, Elisa - P43320

Numéro d'article: CM0026541



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la bêta-cristalline B2 (CRYBB2). Validé pour les applications de Western blot et ELISA, détectant la CRYBB2 endogène dans des échantillons humains, murins et de rat. Poids moléculaire ~23 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CRYBB2 Lapin pAb
Remarques/Alias	CCA2, CRYB2, CRYB2A, CTRCT3, D22S665, CRYBB2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1415
GeneID	1415
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-205 de la CRYBB2 humaine (NP_000487.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43320
Poids protéique	23kDa
Expédition	Sac de glace