


Anticorps Polyclonal Anti-Crygs Pour Wb, Elisa - P22914

Numéro d'article: CM0026749



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la CRYGS humaine (gamma-cristalline S). Adapté aux applications WB et ELISA, avec une réactivité croisée démontrée sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur les protéines du cristallin et la cataracte.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CRYGS Rabbit pAb
Remarques / Alias	CRYG8; CTRCT20; CRYGS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1427
GeneID	1427
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 178 de la CRYGS humaine (NP_060011.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22914
Poids moléculaire de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace