

## Anticorps Polyclonal Anti-Crym Pour Wb, Elisa - Q14894

Numéro d'article: CM0030903



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CRYM (mu-cristalline réductase de cétimine), validé pour WB et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour la recherche sur le métabolisme et la surdité.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | CRYM Lapin pAb                                                                                                            |
| Remarques/Alias    | THBP; DFNA40; CRYM                                                                                                        |
| Espèce             | Humain                                                                                                                    |
| GeneID (Humain)    | 1428                                                                                                                      |
| GeneID             | 1428                                                                                                                      |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-314 de CRYM humain (NP_001879.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                     |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                     |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                       |
| SWISS              | Q14894                                                                                                                    |
| Poids Protéique    | 34kDa                                                                                                                     |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                              |