

Anticorps Polyclonal Anti-Cryz Pour Wb, Elisa - Q08257

Numéro d'article: CM0019456



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CRYZ (zeta-crystalline), validé par KO. Adapté pour Western blot et ELISA ; réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Utile pour la recherche sur la stabilisation des ARNm, la quinone réductase et la détoxification. SWISS Q08257.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] pAb anti-CRYZ de lapin
Remarques / Alias	CRYZ; YZ
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	1429
Identifiant de gène	1429
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 329 de la CRYZ humaine (NP_001123514.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q08257
Poids moléculaire de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace