

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cryz Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q08257

Numéro d'article: CM0018014



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le CRYZ humain (zêta-cristalline/réductase des quinones NADPH). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines homologues de la souris et du rat. Idéal pour les études sur la stabilité des ARNm, la détoxification des quinones et le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CRYZ Rabbit pAb
Remarques/Alias	CRYZ
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	1429
GenelD	1429
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 329 du CRYZ humain (NP_001123514.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q08257
Poids moléculaire	35 kDa
Expédition	Sac de glace