

Anticorps Polyclonal Anti-Cs Pour Wb, If/Icc, Elisa - 075390

Numéro d'article: CM0025551



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CS humaine (citrate synthase, mitochondriale). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier le cycle de Krebs et le métabolisme mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CS Lapin pAb
Remarques/Alias	CS
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1431
ID du gène	1431
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 167-466 de la CS humaine (NP_004068.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075390
Poids protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace