

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Csad Pour Wb Et Elisa - Q9Y600

Numéro d'article: CM0017207



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CSAD humain (cystéine sulfinique décarboxylase), pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la biosynthèse de la taurine et les études sur le foie/cerveau.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CSAD Lapin pAb
Remarques/Alias	CSD; PCAP; CSAD
Espèce	Humain
GeneID (humain)	51380
GeneID	51380
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 371-520 du CSAD humain (NP_057073.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9Y600
Poids de la protéine	55kDa
Expédition	Sac de glace