


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Csde1 Pour Wb, Elisa - 075534

Numéro d'article: CM0002503



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre CSDE1 (protéine E1 contenant un domaine de choc froid), validé pour WB et ELISA. Idéal pour les études sur la dégradation des ARNm et la régulation traductionnelle, avec une réactivité croisée pour l'humain et la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CSDE1
Remarques/Alias	UNR ; D1S155E ; CSDE1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7812
GeneID	7812
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 du CSDE1 humain (NP_009089.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	075534
Poids protéique	89 kDa
Expédition	Sac de glace