


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Csf1 Pour Wb Et Elisa - P09603

Numéro d'article: CM0020321



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CSF1 humain (M-CSF) est validé pour le WB et l'ELISA. Il présente une réactivité croisée avec les protéines de souris et de rat et détecte une protéine d'environ 60 kDa. Il est utile pour les études de différenciation des macrophages et de réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CSF1 pAb de lapin
Remarques/Alias	MCSF ; CSF-1 ; CSF1
Espèce	Homme
ID du gène (humain)	1435
ID du gène	1435
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-190 du CSF1 humain (NP_757351.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P09603
Poids moléculaire de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac réfrigérant