


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Csf1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P09603

Numéro d'article: CM0015059



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-CSF1 validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec des échantillons humains. Essentiel pour les études du facteur de stimulation des colonies de macrophages 1 dans la différenciation hématopoïétique, l'immunité innée et le développement osseux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CSF1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MCSF; CSF-1; CSF1
Espèce	Humain
GeneID	1435
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-190 du CSF1 humain (NP_757351.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P09603
Poids Moléculaire Protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace