

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Csf2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P04141

Numéro d'article: CM0029946



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CSF2 (GM-CSF) humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Immunogène issu de la région N-terminale. Idéal pour la recherche hématopoïétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CSF2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CSF; GMCSF; CSF2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1437
ID du gène	1437
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04141
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace