

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Csf2Ra Pour If/Icc, Elisa - P15509

Numéro d'article: CM0027269



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CSF2RA humain (récepteur alpha du GM-CSF). Validé pour IF/ICC et ELISA ; réagit croisé avec l'humain et la souris. Idéal pour les études sur les cellules hématopoïétiques et les récepteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CSF2RA Lapin pAb
Remarques/Alias	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha; CSF2RA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1438
GeneID	1438
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-150 du CSF2RA humain (NP_001155001.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P15509
Poids moléculaire	46kDa
Expédition	Sac de glace